

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd68 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P31996

Артикул: CM0012121

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на мышиный CD68 (макросиалин, Lamp4, gp110). Валидированы для внутриклеточной проточной цитометрии. Реагируют с мышью. Идеально подходят для изучения фагоцитарной активности макрофагов и дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
Примечания/Псевдоним	Lamp4; gp110; Scard1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	968
GeneID	12514
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-291 мышиного CD68 (NP_001277987.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31996
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент