

Кролички Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd69 Для Проточной Цитометрии - P37217

Артикул: CM0004011

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD69, подходящие для проточной цитометрии (FC). Валидированы для реагирования с мышью; идеально подходят для изучения ранней активации Т-клеток и гомеостаза иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролички моноклональные антитела против мышиного CD69
Примечания/Псевдоним	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	969
ID гена	12515
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64-199 мышиного CD69 (NP_001028294.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом