

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd69, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P37217

Артикул: CM0009429

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному CD69, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для детекции раннего антигена активации на Т-клетках, NK-клетках и других иммунных клетках в пробах мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD69, меченное
Примечания / Алиасы	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	969
GeneID	12515
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 64–199 мышиного CD69 (NP_001028294.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом