

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd69, Меченое , Для Проточной Цитометрии — P37217

Артикул: CM0010542

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD69 (AIM/VEA), для применения в проточной цитометрии. Реагирует с мышинными образцами. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и гомеостаза иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD69
Примечания/Альтернативные названия	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	969
GeneID	12515
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Айс-бокс