

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd69 Для Проточной Цитометрии - P37217

Артикул: CM0004753

введение

кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD69 (AIM/VEA), валидированные для проточной цитометрии. Обнаруживают ранний антиген активации на Т-клетках, НК-клетках и других подмножествах иммунных клеток; подходят для исследований в области иммуноонкологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Примечания/Псевдоним	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	969
GeneID	12515
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64-199 мышиного CD69 (NP_001028294.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом