

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd71 Мыши Для Проточной Цитометрии — Q62351

Артикул: CM0012774

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против CD71 мыши (рецептора трансферрина 1). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований метаболизма железа, пролиферации клеток и транспорта рецептора трансферрина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против CD71 мыши
Примечания/синонимы	TR, TFR, p90, CD71, TFR1, Trfr, Mtv1, 2610028K12Rik, E430033M20Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7037
GeneID	22042
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 89–763 CD71 мыши (NP_035768.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q62351
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом