


Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиного Cd72 Для Проточной Цитометрии - P21855

Артикул: CM0012679



введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитело против мышиного CD72 (Lyb-2/Ly-32), валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения функций корцептора В-клеточного рецептора, гомеостаза регуляторных Т- и В-клеток и дифференцировки В-клеток в исследованиях на мышах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья анти-мышинная моноклональная антитело против CD72
Примечания/Альтернативные названия	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Вид	Мышь
GeneID (человек)	971
GeneID	12517
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 226-354 мышиного CD72 (NP_031680.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P21855
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом