


## Кролик Анти-Мышь Cd72 Мат - P21855

Артикул: CM0004116



### введение

Кролик анти-Мышь CD72 мАт для проточной цитометрии. Распознает мышиный CD72 (Lyb-2, Ly-32), антиген дифференцировки В-клеток и корецептор BCR. Моноклональное антитело, полученное от кролика, идеально подходит для иммунотипирования В-клеток в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                           |
|---------------------------|------------------------------------|
| Название продукта         | Кролик анти-Мышь CD72 мАт          |
| Примечания/Псевдоним      | CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19 |
| Вид                       | Мышь                               |
| GeneID (Человек)          | 971                                |
| GeneID                    | 12517                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок               |
| Источник                  | Кролик                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела            |
| Применение                | FC                                 |
| Перекрестная реактивность | Мышь                               |
| SWISS                     | P21855                             |
| Молекулярный вес белка    | 40кДа                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                     |