


, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd72 Мыши Для Fc — P21855

Артикул: CM0011174



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD72 мыши, для проточной цитометрии. Валидировано для перекрёстной реактивности с мышью, молекулярная масса 40 кДа, подходит для исследований корецептора В-клеток и регуляции В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье анти-мышиное моноклональное антитело CD72
Примечания/синонимы	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Вид	Мышь
GeneID (человек)	971
GeneID	12517
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 226-354 CD72 мыши (NP_031680.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Fc
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P21855
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом