

Моноклональное Антитело Кролик Против Мышиного Cd79b Для Проточной Цитометрии — P15530

Артикул: CM0009453



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к мышиному CD79b (B29/Ig-бета), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований сигналинга В-клеточных рецепторов и иммунного фенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролик против мышиного CD79b
Примечания/Альтернативные названия	B29; Igb; Igbeta; Ig-бета
Вид мишени	Мышь
GeneID (человек)	974
GeneID	15985
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 26-158 мышиного CD79b (NP_032365.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15530
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом