

Моноклональное Антитело Кролика К Cd80 Мыши Для Проточной Цитометрии - Q00609

Артикул: CM0009216



введение

Моноклональное антитело кролика к CD80 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Распознает CD80 (B7-1) мыши — костимулирующую молекулу на активированных В-клетках и моноцитах. Подходит для исследований активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD80 мыши
Примечания/Синонимы	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Вид	Мышь
GeneID (человек)	941
GeneID	12519
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-245 CD80 мыши (NP_033985.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00609
Молекулярная масса белка	34 кДа / 24 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом