

Моноклональное Антитело Кролик Против Мышиного Cd80 Для Проточной Цитометрии - Q00609

Артикул: CM0009896



введение

Моноклональное антитело Кролик против мышиного CD80 (для ПЦ) нацелено на мышиный CD80/B7-1 — ключевую костимулирующую молекулу активации Т-клеток. Рекомбинантный иммуноген гарантирует специфичность. Идеально подходит для анализа иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мышиного CD80, мкАт
Примечания/алиасы	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	941
GeneID	12519
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 38-245 мышиного CD80 (NP_033985.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00609
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом