

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd80 Для Проточной Цитометрии - Q00609

Артикул: CM0004461



введение

Кроличыи моноклональные антитела против мышиного CD80 (B7-1), конъюгированные с . Валидированы для проточной цитометрии (FC). Получены с использованием рекомбинантного иммуногена. Специфичны к мышиному CD80. Идеально подходят для исследований активации Т-клеток и иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАТ против мышиного CD80
Примечания/Псевдонимы	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	941
GeneID	12519
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00609
Молекулярная масса белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете