

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd82 Для Проточной Цитометрии - P40237

Артикул: CM0009250

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD82 (C33/IA4/Kai1/Tspan27), валидированные для проточной цитометрии. Мишень представляет собой тетраспанин, участвующий в передаче сигналов, адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мыши CD82 мАт
Примечания/Псевдоним	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3732
GeneID	12521
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-266 мышиного CD82 (NP_001258390.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P40237
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом