

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd83 Для Fc - O88324

Артикул: CM0005959

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD83, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для профилирования дендритных клеток и исследований иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD83
Примечания/Алиас	mCD83
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	9308
ID гена	12522
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-133 мышиного CD83 (NP_033986.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88324
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом