

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd83 Для Проточной Цитометрии - O88324

Артикул: CM0012080

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD83, валидированное для проточной цитометрии. Это антитело нацелено на внеклеточный домен и подходит для профилирования иммунных клеток и исследований экспрессии CD83 в образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD83 mAb
Примечания/Альтернативное название	mCD83
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	9308
ID гена	12522
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-133 мышиного CD83 (NP_033986.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88324
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом