

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd83 Для Проточной Цитометрии - O88324

Артикул: CM0012300

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD83, валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает CD83, трансмембранный гликопротеин, участвующий в иммунной регуляции, экспрессируемый на дендритных клетках и лимфоцитах. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD83 mAb
Примечания/Алиас	mCD83
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	9308
GeneID	12522
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-133 мышиного CD83 (NP_033986.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88324
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом