

Моноклональное Антитело Кролика К Cd83 Мыши Для Проточной Цитометрии - O88324

Артикул: CM0011987

введение

Моноклональное антитело кролика к CD83 мыши, валидированное для проточной цитометрии, нацеленное на антиген CD83 мыши (O88324). Специфическое связывание с иммунными клетками мыши для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика к CD83 мыши
Примечания/Псевдоним	mCD83
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	9308
Идентификатор гена	12522
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-133 CD83 мыши (NP_033986.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O88324
Молекулярная масса белка	21 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом