

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd87 Для Проточной Цитометрии - P35456

Артикул: CM0012488



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD87 (uPAR) для проточной цитометрии. Валидировано для мышиных образцов. Нацелено на рецептор урокиназы, участвующий в миграции клеток и ремоделировании тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD87
Примечания/Альтернативные названия	Cd87; uPAR; u-PAR
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5329
GeneID	18793
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-297 мышиного CD87 (NP_035243.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35456
Молекулярная масса белка	24кДа/35кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом