


Моноклональное Антитело Кролика К Мышистому Cd87 (Upar) Для Проточной Цитометрии - P35456

Артикул: CM0006251



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против мышистого CD87 (uPAR), валидированное для проточной цитометрии (ПЦ). Распознает рецептор, связанный с GPI, участвующий в активации плазминогена, миграции клеток и ремоделировании тканей. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело к мышистому CD87, мкА
Примечания/Алиасы	Cd87; uPAR; u-PAR
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5329
GeneID	18793
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-297 мышистого CD87 (NP_035243.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35456
Молекулярная масса белка	24 кДа/35 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом