

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd88/C5Ar - P30993

Артикул: CM0007761



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD88/C5aR (C5aR1), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на N-концевой домен этого G-белок-сопряженного рецептора, участвующего в воспалении и иммунном хемотаксисе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD88/C5aR mAb
Примечания/Альтернативные названия	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	728
ID гена	12273
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-37 мышиного CD88/C5aR (NP_031603.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P30993
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом