

Моноклональное Кроличье Антитело К Мышиному Cd88/C5Ar, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P30993

Артикул: CM0011760



введение

Конъюгированное красителем моноклональное кроличье антитело к мышиному CD88/C5aR, предназначенное для проточной цитометрии. Обнаруживает хемотаксический рецептор анафилатоксина C5a с молекулярной массой 39 кДа (P30993) в образцах мышей. Идеально подходит для исследований воспаления и хемотаксиса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное МАТ к CD88/C5aR,
Примечания/алиасы	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Вид реактивности	Мышь
GeneID (человек)	728
GeneID	12273
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–37 мышиного белка CD88/C5aR (NP_031603.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P30993
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник