


Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Mouse Cd8A Для Fc - P01731

Артикул: CM0011936



введение

Высококачественное моноклональное антитело Rabbit anti-Mouse CD8a для проточной цитометрии (FC). Специфично реагирует с мышиным CD8a (Ly-2, Ly-35; SWISS: P01731). Исследовательского уровня для иммунопрофилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Mouse CD8a
Примечания/Альтернативные названия	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (Мышь)	12525
GeneID (Человек)	925
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышинного CD8a (NP_001074579.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом