


Кроличье Моноклональное Антитело К Cd8A Мыши Для Проточной Цитометрии (Fc) - P01731

Артикул: CM0004564



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD8a мыши (27 кДа), валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознает CD8a мыши (Lyt-2) для исследований в области иммунологии Т-клеток. Uniprot P01731.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАт к CD8a мыши
Примечания/Синонимы	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	925
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 CD8a мыши (NP_001074579.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом