


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd8A Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0012639



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD8a (Lyt-2), валидированные для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для иммунотипирования мышиных Т-лимфоцитов в исследовательских и диагностических целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD8a мАт
Примечания/Псевдоним	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	925
ID гена	12525
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярный вес белка	27Кда
Доставка	Сумка со льдом