


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd8A Мыши Для Проточной Цитометрии — P01731

Артикул: CM0010327



введение

Моноклональное антитело кролика против CD8a мыши для проточной цитометрии. Распознаёт альфа-цепь поверхностного гликопротеина Т-клеток CD8 (P01731), подходит для исследований иммунного ответа мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАб кролика против CD8a мыши
Примечания/синонимы	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	925
Идентификатор гена	12525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28–196 CD8a мыши (NP_001074579.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом