


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd8a Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0010013



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD8a, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунологических исследований субпопуляций Т-клеток и цитотоксических ответов. Реагирует с мышиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD8a mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	925
ID гена (Мышь)	12525
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом