

Моноклональное Антитело Кроличье Против Мышиного CD90.2 Для Пцф – P01831

Артикул: CM0009112

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD90.2 (Thy-1), меченное , валидированное для проточной цитометрии (ПЦФ). Идеально подходит для иммунофенотипирования и изучения межклеточных взаимодействий в иммунной и нервной системах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье против мышиного CD90.2 мкАт
Примечания/Альтернативные названия	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид реактивности	Мышь
ID гена (человек)	7070
ID гена	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD90.2
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
База данных SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	С холодоэлементом