

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd90.2 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0011596

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD90.2 (Thy-1.2), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований в нейронауках. Комплексные поставки от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD90.2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
Gene ID (Человек)	7070
Gene ID	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD90.2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом