

Кроличий Моноклональный Анти-Мышиный Антитело К Cd90.2 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0010359

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD90.2 (Thy-1.2). Идеально подходит для чувствительного и специфического обнаружения экспрессии гликопротеина Thy-1 мыши методом проточной цитометрии в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное анти-мышиное антитело к CD90.2
Примечания/Синонимы	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7070
GeneID	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет