

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd90.2 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0009822

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD90.2 (Thy-1) для проточной цитометрии. Валидировано на рекомбинантном белке, перекрестно реагирует с мышиным белком, подходит для исследований в иммунологии и нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD90.2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7070
GeneID	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD90.2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом