

Кролик Анти-Мышь Cd94 Маb Для Проточной Цитометрии - O54707

Артикул: CM0009941

введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , против мышиногo CD94 (KLRD1) для проточной цитометрии. Валидировано для образцов мыши. CD94 — это иммунный рецептор на NK-клетках и Т-клетках, участвующий в распознавании «своего» и «чужого».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD94 маб
Примечания/Псевдоним	CD94
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3824
GeneID	16643
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-179 мышиногo CD94 (NP_034784.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O54707
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом