


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd95/Fas Для Проточной Цитометрии - P25446

Артикул: CM0006077



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD95/FAS (P25446) для проточной цитометрии. Детектирует мышиный рецептор FAS, участвующий в апоптозе и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD95/FAS mAb
Примечания/Альтернативные названия	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	355
GeneID	14102
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD95/FAS.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25446
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом