

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd97 Для Проточной Цитометрии - Q9Z0M6

Артикул: CM0011777

введение

Конъюгированные с кроличьими моноклональные антитела, направленные на мышиный CD97 (Adgre5), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения адгезии лейкоцитов, миграции и профилирования иммунных клеток в образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse CD97 mAb
Примечания/Псевдоним	Cd97; TM7LN1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	976
GeneID (Мышь)	26364
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-265 мышиного CD97 (NP_036055.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Z0M6
Молекулярный вес белка	90KDa
Доставка	Сумка со льдом