

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd97 Мыши Для Проточной Цитометрии — Q9Z0M6

Артикул: CM0008318

введение

Это конъюгированное с моноклональное антитело против CD97 специфически распознаёт CD97 мыши (рецептор E5, сопряжённый с G-белком и участвующий в адгезии) и валидировано для проточной цитометрии, что позволяет проводить исследования адгезии и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD97 мыши
Примечания/синоним	Cd97; TM7LN1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	976
GeneID	26364
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-265 CD97 мыши (NP_036055.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Z0M6
Молекулярная масса белка	90 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом