

, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd98 Мыши Для Проточной Цитометрии — P10852

Артикул: CM0009503



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD98 мыши (SLC3A2/4F2hc). Предназначено для проточной цитометрии и распознаёт тяжёлую цепь транспортера аминокислот на поверхности клеток. Идеально подходит для исследований иммунной системы и раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело против CD98 мыши
Примечания/синонимы	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6520
GeneID (мышь)	17254
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 105-526 CD98 мыши (NP_032603.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P10852
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом