

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd98 Мыши Для Проточной Цитометрии — P10852

Артикул: CM0008158



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD98 мыши (SLC3A2/4F2), валидированное для проточной цитометрии. Связывает тяжёлую цепь транспортера аминокислот массой 58 кДа, обладает перекрёстной реактивностью с мышью. Подходит для иммунофенотипирования и исследований экспрессии транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против CD98 мыши
Примечания/синонимы	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6520
GeneID (мышь)	17254
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 105-526 CD98 мыши (NP_032603.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P10852
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом