

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cx3Cr1 Для Fc - Q9Z0D9

Артикул: CM0011438

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CX3CR1, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследования роли рецептора фракталкина в миграции иммунных клеток, функции микроглии и иммунитете кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CX3CR1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	mCX3CR1
Вид	Мышь
ID гена	13051
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиного CX3CR1 (NP_034117.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS-PROT	Q9Z0D9
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом