

## Моноклональное Антитело Кролика К Cxcr2/Il-8Rb Мыши Для Проточной Цитометрии — P35343

Артикул: CM0009413

### введение

Моноклональное антитело кролика к CXCR2/IL-8RB мыши, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Нацелено на хемокиновый рецептор CXCR2, играющий ключевую роль в миграции нейтрофилов и исследованиях воспаления. Доставка в термопакете со льдом.

[Узнать больше](#)

| Характеристика               | Детали                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Моноклональное антитело кролика к CXCR2/IL-8RB мыши                                                                            |
| Примечания/алиасы            | CD128; IL8RA; IL8rb; CDW128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH                                                           |
| Вид                          | Мышь                                                                                                                           |
| Идентификатор гена (человек) | 3579                                                                                                                           |
| Идентификатор гена           | 12765                                                                                                                          |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-44 CXCR2/IL-8RB мыши (NP_034039.1) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                    | Моноклональные антитела                                                                                                        |
| Применение                   | Проточная цитометрия                                                                                                           |
| Перекрёстная реактивность    | Мышь                                                                                                                           |
| SWISS                        | P35343                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка     | 40 кДа                                                                                                                         |
| Доставка                     | Термопакет со льдом                                                                                                            |