


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного E-Кадгерина/Cd324 Для Проточной Цитометрии - P09803

Артикул: CM0011841



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного E-кадгерина (CD324) для проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен для окрашивания нативной поверхности, подходит для исследований клеточной адгезии и эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного E-кадгерина/CD324
Примечания/Алиасы	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	999
GeneID (Мышь)	12550
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-369 мышиного E-кадгерина/CD324 (NP_033994.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P09803
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом