


Кроличье Моноклональное Антитело Против E-Cadherin/Cd324 Мыши Для Проточной Цитометрии - P09803

Артикул: CM0006034



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против E-Cadherin/CD324 мыши и валидированное для проточной цитометрии. Специфически связывается с E-Cadherin мыши; перекрёстная реактивность не выявлена. Идеально подходит для исследований адгезии эпителиальных клеток и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против E-Cadherin/CD324 мыши
Примечания/синонимы	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Вид	Мышь
GeneID (человек)	999
GeneID	12550
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-369 E-Cadherin/CD324 мыши (NP_033994.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P09803
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом