

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного F4/80 Для Проточной Цитометрии - Q61549

Артикул: CM0005701

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного F4/80, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для идентификации макрофагов в популяциях иммунных клеток мыши. Специфичны для мыши. Молекулярная масса ~102 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного F4/80
Примечания/Псевдонимы	Emr1; Ly71; F4/80; Gp480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	2015
ID гена	13733
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-644 мышиного F4/80 (NP_034260.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Сумка со льдом