

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Fcγri/Cd64 - P26151

Артикул: CM0012575

введение

Высокоаффинные кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного FcγRI/CD64, валидированные для проточной цитометрии. Обнаруживают мышиный CD64, ключевой рецептор в опосредованном IgG врожденном и адаптивном иммунитете. Подходят для изучения мышиных макрофагов, эти антитела обеспечивают точный иммунный профилинг.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против мышиного FcγRI/CD64
Примечания/Псевдоним	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2209
GeneID (Мышь)	14129
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-297 мышиного FcγRI/CD64 (NP_034316.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26151
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	В ледяном пакете