

Моноклональное Антитело Кролика Против Fcγri/Cd64 Мыши Для Проточной Цитометрии (Fc) — P26151

Артикул: CM0009625

введение

Моноклональное антитело кролика против FcγRI/CD64 мыши, валидированное для проточной цитометрии (FC). Специфично к CD64 мыши — высокоаффинному рецептору Fc IgG на макрофагах. Конъюгировано с для прямого обнаружения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	mAb кролика против FcγRI/CD64 мыши
Примечания/синонимы	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2209
GeneID	14129
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-297 FcγRI/CD64 мыши (NP_034316.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P26151
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом