

Кролик Анти-Мышь FcγRI/Cd64 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии (Fc) - P26151

Артикул: CM0005812

введение

Моноклональное антитело Кролик анти-Мышь FcγRI/CD64 для проточной цитометрии (FC). Обнаруживает рецептор Fc с высоким сродством к IgG на макрофагах, незаменимый для исследований врожденного и адаптивного иммунитета. Подходит для исследований иммунологии мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь FcγRI/CD64 мАт
Примечания/Псевдоним	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2209
GeneID	14129
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-297 мышиного FcγRI/CD64 (NP_034316.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26151
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка-холодильник