

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Fcγri/Cd64 Для Проточной Цитометрии - P26151

Артикул: CM0006132

введение

Кроличыи моноклональные антитела, направленные против мышиного FcγRI/CD64 (SWISS: P26151), конъюгированные с . Валидированы для проточной цитометрии, перекрестная реакция с мышью, 44 кДа. Идеальны для исследований врожденного и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мыши FcγRI/CD64 мАт
Примечания/Псевдоним	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2209
GeneID	14129
Иммуогенный белок	Рекомбинантный белок - Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-297 мышиного FcγRI/CD64 (NP_034316.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26151
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом