

: Кроличье Моноклональное Антитело К Fcγri/Cd64 Мыши Для Проточной Цитометрии — P26151

Артикул: CM0009768

введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против FcγRI/CD64 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для идентификации макрофагов в исследованиях врождённого и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело к FcγRI/CD64 мыши, mAb
Примечания/синонимы	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2209
GeneID	14129
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P26151
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом