

Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного FcγRI/Cd64, Меченная , Для Проточной Цитометрии — P26151

Артикул: CM0005241

введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела к мышиному FcγRI/CD64, валидированная для проточной цитометрии. Этот высокоаффинный Fc-рецептор IgG является специфичным для макрофагов и играет ключевую роль в врожденном и адаптивном иммунитете. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
Примечания/Алиасы	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Вид	Мышь
ID гена (человек)	2209
ID гена	14129
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот от 25 до 297 мышиного FcγRI/CD64 (NP_034316.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P26151
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом