

Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиному Flt3/Cd135, Меченая , Для Проточной Цитометрии — Q00342

Артикул: CM0010647

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на мышиный Flt3/CD135, валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток, а также дифференцировки дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличья моноклональная антитело к мышиному Flt3/CD135
Примечания/алиасы	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	2322
ID гена	14255
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00342
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	С ледяным пакетом