


Кролик Анти-Мышиный Foxp3 Мат Для Пц (Внутр.) - Q99Jb6

Артикул: CM0011969



введение

Моноклональное антитело Кролик анти-мышиный FOXP3 для внутриклеточной проточной цитометрии. Реагирует с мышиным FOXP3 (scurfin), транскрипционным регулятором, необходимым для развития Treg. Валидировано для образцов мыши. - Q99JB6

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-мышиный FOXP3 мат
Примечания/Псевдоним	sf; JM2; scurfin
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	50943
ID гена	20371
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиногo Foxp3 (NP_473380.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутр.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q99JB6
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Ледяной пакет